

GAMME DE PRODUITS
GAMIA DE PRODUCTOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

MADE IN ITALY

- 50 ans d'expérience dédiés au refroidissement professionnel, avec une spécialisation dans le domaine médical. Système de gestion qualité certifié selon ISO:9001 et ISO:13485 pour les dispositifs médicaux.
- Production 100% italienne. Exportation mondiale à travers un grand nombre de distributeurs.
- Activités constantes de R&D, faisant de notre marque une référence sur le marché.
- Fabrication haut de gamme: design épuré et fonctionnel, technologies innovantes, électronique avancée et recherche précise des matériaux pour garantir fiabilité des performances, économie d'énergie et respect de l'environnement.



- 50 años de experiencia en la refrigeración profesional, con enfoque en el médico. Sistema de gestión de calidad certificado según ISO:9001 y ISO:13485 para dispositivos médicos.
- Producción 100% italiana. Exportación mundial a través de un gran número de distribuidores.
- Constantes actividades de investigación y desarrollo, llevando nuestra marca a ser un referente en el mercado.
- Fabricación de alta gama: diseño limpio y funcional, tecnologías innovadoras, electrónica avanzada y cuidadosa investigación de materiales para garantizar fiabilidad, ahorro energético y respeto por el medio ambiente.



Le portefeuille des produits:

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
BANQUES DE SANG ET PLASMA
RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES
PRODUCTEURS DE GLACE
CELLULES ET RÉFRIGÉRATEURS MORTUAIRES

Spécifiquement conçus pour les secteurs suivants :

- Hôpitaux, cliniques et maisons de retraite
- Laboratoires chimiques et analytiques
- Pharmacies (on est leader en Italie)
- Industries pharmaceutique, chimique et biomédicale
- Instituts de recherche et universités
- Centres de transfusion

La cartera de productos:

REFRIGERADORES
CONGELADORES
BANCOS DE SANGRE Y PLASMA
REFRIGERADORES PORTÁTILES
FABRICADORES DE HIELO
CÁMARAS Y REFRIGERADORES MORTUORIOS

Diseñados específicamente para los siguientes sectores:

- *Hospitales, clínicas y residencias de ancianos*
- *Laboratorios químicos y analíticos*
- *Farmacias (líder en Italia)*
- *Industrias farmacéutica, química y biomédica*
- *Institutos de investigación y universidades*
- *Centros de Transfusión*

RÉFRIGÉRATEURS

REFRIGERADORES



Réfrigérateurs professionnels, à une et deux températures, conçus et fabriqués pour conserver au mieux les produits de santé et le matériel biologique thermosensible, qui ont besoin d'un contrôle précis de la température de stockage.

La gamme de réfrigérateurs Fiocchetti est disponible soit avec les contrôleurs ECT-F et ECT-F PLUS, avec affichage numérique et alarmes, soit dans la version ECT-F TOUCH, avec un écran tactile, graphes et enregistrement électronique des températures et des alarmes. Une large gamme de capacités lui permet de répondre à tous les besoins, avec la possibilité de personnalisation grâce aux nombreux accessoires.

Refrigeradores profesionales, de una y dos temperaturas, diseñados para conservar mejor los productos sanitarios y materiales biológicos termosensibles, que requieren un control preciso de la temperatura de almacenamiento.

La gama Fiocchetti está disponible tanto con controladores ECT-F como ECT-F PLUS, con pantalla digital y alarmas, y en la versión ECT-F TOUCH, con pantalla táctil, gráfico y registro electrónico de temperaturas y alarmas. Una amplia gama de capacidades permite satisfacer todas las necesidades, con posibilidad de personalización, gracias a numerosos accesorios.

CONGÉLATEURS

CONGELADORES



Congélateurs professionnels de -10 à -86°C, offerts dans une large gamme de modèles et capacités, pour répondre aux différents besoins de conservation des produits biomédicaux:

- Série FREEZER et VISION: de -10 à -25°C, disponible dans les versions ECT-F, ECT-F PLUS et TOUCH
- Série SUPERARTIC: de -20 à -40°C, disponible dans les versions ECT-F, ECT-F PLUS et TOUCH
- Série ULTRAFREEZER: de -50 à -86°C

Congeladores profesionales con rangos de -10 a -86°C, con una amplia gama de tamaños y capacidades, para cualquier necesidad de conservación de los productos biomédicos:

- FREEZER y VISION: de -10 a -25°C, en las versiones ECT-F, ECT-F PLUS y TOUCH
- SUPERARTIC: de -20 a -40°C, en las versiones ECT-F, ECT-F PLUS y TOUCH
- ULTRAFREEZER: de -60 a -86°C



RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS à double unités réfrigérantes, avec deux compartiments complètement indépendants et réglage indépendant des températures des deux chambres.


Les capacités varient de 280 litres à 700, avec compartiments réfrigérateur et congélateur équivalents, portes pleines (série LABOR 2T) et portes vitrées (série VISION 2T). Tous les modèles sont disponibles avec le contrôleur ECT-F, ECT-F PLUS ou TOUCH.

REFRIGERADORES-CONGELADORES COMBINADOS con doble unidad refrigerante compartimentos completamente independientes y regulación autónoma de las temperaturas de las dos cámaras.

Disponibles desde 280 hasta 700 litros, con compartimentos equivalentes, puertas solidas (serie LABOR 2T) y puertas de vidrio (serie VISION 2T). Todos disponibles con controlador ECT-F, ECT-F PLUS o TOUCH.

BANQUES DE SANG ET PLASMA

BANCOS DE SANGRE Y PLASMA



Equipements certifiés comme Dispositifs Médicaux, conformément à la directive 93/42/EEC - classe IIa pour la conservation du sang et des produits sanguins et régulièrement inscrits au Répertoire National des Dispositifs Médicaux.

Les banques de sang et les congélateurs de plasma offrent un large choix en termes de capacité de stockage, de configurations et de modèles proposées, toutes avec les contrôleurs ECT-F TOUCH:

- Série EMOTECA: stockage du sang à +4°C, également avec système Twin (avec double compresseur), de 100 à 1500 litres
- Série PLASMA-FREEZER et PLASMA-VISION (avec porte vitrée): de -10 à -25°C
- Série PLASMA-SUPERARTIC: de -20 à -40°C
- Séries PLASMA-LABOR 2T et PLASMA-VISION 2T: combinées pour la conservation du sang et du plasma

L'électronique ECT-F TOUCH est standard dans la gamme, en offrant:

- Enregistrement électronique des températures et alarmes avec batterie tampon pour garantir le fonctionnement même en l'absence de courant
- Bornier externe avec contacts secs et port Ethernet RJ45
- Serrure électronique
- Sonde de simulation de la température du produit
- Equipé avec des tiroirs avec séparateurs ou clayettes, tiroirs en acier ou racks (selon les modèles).

Certificados como Dispositivos Médicos de conformidad con la directiva 93/42/EEC - clase IIa para la conservación de sangre y productos sanguíneos y registrados periódicamente en el Repertorio Nacional de Dispositivos Médicos. Los bancos de sangre y los congeladores de plasma ofrecen una amplia variedad de opciones de almacenamiento, configuraciones y versiones, todos con controlador ECT-F TOUCH:

- *EMOTECA: almacenamiento de sangre a +4°C, disponible con doble compresor también (sistema TWIN), de 100 a 1500 litros*
- *PLASMA-FREEZER y PLASMA-VISION (con puerta vidrio): de -10 a -25°C*
- *PLASMA-SUPERARTIC: de -20 a -40°C*
- *PLASMA-LABOR 2T y PLASMA-VISION 2T: combinados para la conservación de sangre y plasma*

La electrónica ECT-F TOUCH se incluye de serie en la gama con:

- *Registro electrónico de temperaturas y alarmas con batería de respaldo para garantizar el funcionamiento incluso en ausencia de energía*
- *Caja de borne externa con contactos secos y puerto Ethernet*
- *Cerradura electrónica*
- *Sonda PT100 para la simulación de temperatura del producto*
- *Equipados con cajones con/sin separadores, racks o rejillas (según los modelos).*

RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES

REFRIGERADORES PORTÁTILES

Disponibles dans les modèles à 29, 41 et 65 litres, avec compresseur et thermostat avec alarmes, alimentés en 12/24 et 110/230V (double câble d'alimentation).

Disponibles en los modelos de 29, 41 y 65 litros, con compresor y termostato con alarmas, alimentación 12/24 y 110/230V (doble cable de alimentación).



PRODUCTEURS DE GLACE

FABRICADORES DE HIELO

Entièrement en acier inoxydable, ils peuvent produire des glaçons ou de la glace granulaire, avec refroidissement condenseur à air ou eau, et avec production journalière variable.

En acero inoxidable y disponibles para fabricar hielo en cubitos o granizado, con enfriamiento por aire (A) y agua (W) y con producción diaria variable.



CELLULES ET RÉFRIGÉRATEURS MORTUAIRES

CÁMARAS Y REFRIGERADORES MORTUORIOS

Cellules et réfrigérateurs mortuaires / Accessoires pour autopsie:

Équipement frigorifique créé pour la conservation à court ou long terme des corps, prêts à l'emploi ou à assembler sur place. La gamme concerne aussi des chariots pour les corps et de tables destinées aux opérations d'autopsie, accompagnés par d'autres accessoires.

Cámaras y refrigeradores mortuorios / artículos de autopsia:

Soluciones para la conservación de cadáveres a corto o largo plazo, listos para su uso o para ensamblar. La gama propone también carros para cuerpos y mesas de autopsia, acompañados de numerosos accesorios.



APPLICATION APLICACIONES

PHARMACIE
ET
VACCINS



FARMACIA
Y
VACUNAS

HÔPITAL,
MÉDICAL ET
LABORATOIRE



HOSPITAL,
MÉDICO Y
LABORATORIO

CLINIQUES
PRIVÉES ET
CABINETS
MÉDICAUX



CLÍNICAS
PRIVADAS Y
ESTUDIOS
CLÍNICOS

LIFESCIENCE
ET
INDUSTRIE



LIFESCIENCE
Y
INDUSTRIA

TRANSFUSION,
BANQUES DE SANG
ET CONGÉLATEURS
DE PLASMA



TRANSFUSIÓN,
BANCOS DE
SANGRE Y
CONGELADORES
DE PLASMA

SOLUTIONS DE
CONNECTIVITÉ
ET DE
SURVEILLANCE



SOLUCIONES
DE
CONNECTIVIDAD
Y MONITOREO

CHAMBRES
ET
RÉFRIGÉRATEURS
MORTUAIRES



CÁMARAS Y
REFRIGERADORES
MORTUORIOS

RÉFRIGÉRATEURS
POUR LE
TRANSPORT



REFRIGERADORES
PARA
TRANSPORTE

fiocchetti

THE COLD MANUFACTURER



FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 976232 - fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.com



Le constructeur pourra apporter dans quelconque moment modifications aux modèles mentionnés dans ce catalogue, pour raisons techniques ou commerciales. Les photos ne montrent pas nécessairement les produits en version standard.
El fabricante puede realizar cambios en los modelos descritos en este catálogo en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en la versión estándar.

Cachet du revendeur - Sello del distribuidor