

Caratteristiche



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Capacità	29 lt (1,02 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 53x34,5x39 Dimensioni interne (LxPxH) cm 27,5x26x30,5 (+ vano 15,5x26x11); Peso kg 16
Struttura ed Isolamento	Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm
Porta	n.1 coperchio cieco
Serratura con chiave	
Dotazione interna	Nr.1 cestello dim. cm. 28x25x25 (LxPxH) Nr. 2 cavi (accendisigari e per corrente alternata)
Controller	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati tecnici


Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R600a CFC free• Tensione di alimentazione: 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz• Corrente assorbita nominale 12 Vcc: 2,58 A• Potenza assorbita nominale: 31 W• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet Dim. cm.64x42x56; Kg.23 Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.66x48x61; Kg.36

Accessori


Alimentatore 230V	+10/-10 °C
Registratore grafico di temperatura	
Datalogger	

Misure interne Frigoriferi portatili/ *Portable refrigerators inner dimensions*

C29 misure in mm/ *dimensions in mm*



C41 misure in mm/ *dimensions in mm*



C65 – C65T misure in mm/ *dimensions in mm*

