



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione.

Caratteristiche

Campo Temperatura	-50°C / -86°C
Capacità	405 lt (14,31 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 168x95x109,8 Dimensioni intere (WxDxH) cm 94,7x57x75,1; Peso kg 290
Struttura ed Isolamento	int. acciaio inox ed est. acciaio plastificato bianco; spessore 130 mm
Porta	n.1 porta cieca in acciaio plastificato bianco
Serratura con chiave	
Ruote	Ruote con freno
Controllore	Termostato elettronico digitale con schermo 7" Touchscreen
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura (alta e bassa), alta temperatura condensatore, porta aperta, guasti, mancanza corrente e batteria assente. Sistema provvisto di batteria a tampone, operativo anche in caso di blackout.
Registrazione dati ed eventi	Grafico delle temperature giornaliere sempre disponibile a display 7". Memoria interna con registrazione degli ultimi 180 giorni scaricabili a pc tramite porta USB (software incluso).
Connettività	Porta USB; contatto pulito; porta Ethernet RJ45
Foro passacavi mm 26	
Refrigerazione	Statica

Dati Tecnici

Dati tecnici	- Nr.2 compressori con sistema a cascata - Refrigerante: R455A nel primo stadio; R170 nel secondo. Gas CFC free. - Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz - Consumo: 8,5 kWh/24H - Assorbimento istantaneo: 0,76 kW (2,9 A) - Calore emesso: 330 W - Rumorosità: < 51 dBA
Conformità Direttive	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cassa di legno Dim. cm. 185x100x135; Kg.430

Sonda PT100 contatti liberi

Impianto di Back-up a CO2

Impianto di Back-up a LN2

Stabilizzatore di tensione di rete

Tubo alta pressione da mt 1 o 2

Rack di stoccaggio in acciaio inox

Box di stoccaggio in policarbonato

Guanti idrorepellenti

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596

Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

