

### Characteristics



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Gamme de température</b>        | Réglable entre -10/-45 °C   |
| <b>Volume</b>                      | 230 lt (8,13 pieds cubes)   |
| <b>Dimensions externes (LxPxH)</b> | cm 105,5x73x86,5<br><i>Dimensions internes (WxDxH) cm 85x45x65 (+ 20x45x40)</i> |
| <b>Poids</b>                       | Kg 64   |
| <b>Structure and insulation</b>    | Acier blanc à l'intérieur/extérieur, épaisseur 100 mm                           |
| <b>Pieds</b>                       | nr.4 pieds  |
| <b>Porte</b>                       | nr. 1 couvercle   |
| <b>Serrure à clé</b>               |   |
| <b>Contrôleur</b>                  | Thermostat électronique   |
| <b>Alarmes</b>                     | Acoustiques et visuelles pour déviation de température                          |
| <b>Réfrigération</b>               | Statique  |
| <b>Dégivrage</b>                   | Manuel  |

### Données techniques

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Détails</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigérant R290 sans CFC</li> <li>• Tension 230V/1/50Hz</li> <li>• Dépense d'énergie 24H 1,9 kWh/24H</li> <li>• Consommation d'énergie/courant : 0,41 kW (2,87 A)</li> <li>• Niveau de bruit &lt; 50 dB</li> <li>• Température ambiante : +10/+32 °C; humidité 60%</li> <li>• Prise standard : Schuko</li> </ul> |
| <b>Conforme à</b> | 2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications suivantes  |
| <b>Emballage</b>  | Carton sur palette en bois<br>Dim. cm. 110x80x110; Kg.74<br><i>Cage en bois disponible en option : dim. cm 125x90x112; Kg.106</i>  |

Clause de non-responsabilité :  
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

### Roues (dont deux avec freines) - H +11 cm

#### DMLP Unit

Système d'alarme et enregistrement des données qui garantit la sécurité maximale et des fonctions de surveillance et d'interactivité avancées.

Le système DMLP est doté d'un écran LCD personnalisable en 5 langues, et il utilise des sondes NTC pour un contrôle supplémentaire (résolution 0,1°C et soins +/-0,3°C).

- Doté d'une carte SD pour minimum 5 ans d'opération
- Alimenté par une batterie rechargeable pour opérer pendant la coupure d'alimentation, jusqu'à 12 heures.
- Des contacts secs sont présents sur la carte pour remotiser le signal d'alarme.

Les données dans la carte SD peuvent être téléchargées en utilisant le logiciel CAPTURE, qui est inclus.

#### DMLP Printer (accessoire du DMLP Unit)

Imprimante électronique (sans encre). La DMLP Printer imprimera automatiquement un rapport des températures critiques enregistrées par le DMLP DIGITAL MONITOR. Elle peut être programmée pour des fréquences personnalisées: impression journalière en cas d'alarme/pannes, hebdomadaire comme fréquence standard en d'une heure, et en deux modalités (graph ou tabulaire). Elle permet d'économiser grâce à l'utilisation de carte thermique standard, et elle empêche d'oublier le remplacement du graph circulaire. Les derniers 45 jours enregistrés sont disponibles à partir de la mémoire flash du DMLP Digital Monitor. Il s'agit de l'alternative à l'obsolète enregistreur circulaire de température

#### Panier en acier (max nr. 4 pièces)

dimensions LxPxH cm 40x25x15

#### Stabilisateur de tension

#### Fréquence 60 Hz

#### Voltage 115 V

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)