

Caractéristiques générales



Gamme de température	Réglable entre -10/-60 °C
Volume	230 lt (8,13 pieds cubes)
Dimensions externes (LxPxH)	cm 105,5x73x86,5 <i>Dimensions internes (WxDxH) cm 85x45x65 (+ 20x45x40)</i>
Poids	Kg 64
Structure and insulation	Acier blanc à l'intérieur/extérieur, épaisseur 100 mm
Pieds	nr.4 pieds
Porte	nr.1 couvercle
Serrure à clé	
Contrôleur	Thermostat électronique
Alarmes	Acoustiques et visuelles pour déviation de température
Réfrigération	Statique
Dégivrage	Manuel

Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

Données techniques

Details	<ul style="list-style-type: none"> • Réfrigérant : mélange de fluides réfrigérantes complètement écologique et sans CFC • Tension 230V/1/50Hz • Consommation d'énergie/courant : 0,33 kW (4 A) • Niveau de bruit < 50 dB • Température ambiante : +10/+32 °C; humidité 60% • Prise standard: Schuko
Conforme à:	2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications suivantes
Emballage:	Carton sur palette en bois Dim. cm. 110x80x110; Kg.74 <i>Cage en bois disponible en option : dim. cm 125x90x112; Kg.106</i>

Roues (dont deux avec freines) - H +11 cm

Panier en acier (max nr. 4 pièces)

dimensions LxPxH cm 40x25x15

Stabilisateur de tension

Fréquence 60 Hz

Voltage 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it