

Caratteristiche generali



Campo Temperatura	-10/-60 °C
Capacità	300 lt (10,60 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 130,5x73x86,5 <i>Dimensioni interne (LxPxH) cm 85x45x65 (+ 20x45x40)</i>
Peso	72 kg
Struttura ed isolamento	Int. ed est. acciaio plastificato bianco atossico, spessore 100 mm
Piedi	n.4 piedini
Porta	n.1 coperchio basculante
Serratura con chiave	
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">· Refrigerante: miscela di gas refrigeranti completamente ecologica e CFC free· Tensione di alimentazione: 230V 1/50Hz· Assorbimento istantaneo: 0,56 kW (4 A)· Rumorosità < 50 dB· Temperatura Ambiente di utilizzo: + 10/+ 32 °C; umidità 60%· Presa: Schuko
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm. 140x80x110; Kg.82</i> <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 155x90x112; Kg.133</i>

Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Accessori disponibili su richiesta

Ruote piroettanti (di cui n.2 con freno) - H +11 cm

Cestello interno (max n.3)

dimensioni LxPxH cm 40x25x15

Stabilizzatore di tensione di rete

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it