

### Caractéristiques générales



<b>Gamme de température</b>	Réglable entre -10/-60 °C
<b>Volume</b>	300 lt (10,60 pieds cubes)
<b>Dimensions externes (LxPxH)</b>	cm 130,5x73x86,5 <i>Dimensions internes (LxPxH) cm 85x45x65 ( + 20x45x40)</i>
<b>Poids</b>	Kg 72
<b>Structure and insulation</b>	Acier blanc à l'intérieur/extérieur, épaisseur 100 mm
<b>Pieds</b>	nr.4 pieds
<b>Porte</b>	n.1 couvercle
<b>Serrure à clé</b>	
<b>Contrôleur</b>	Thermostat électronique
<b>Alarmes</b>	Acoustiques et visuelles pour déviation de température
<b>Réfrigération</b>	Statique
<b>Dégivrage</b>	Manuel

### Données techniques

<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigérant : mélange de fluides réfrigérantes complètement écologique et sans CFC</li> <li>• Tension 230V/1/50Hz</li> <li>• Consommation d'énergie/courant : 0,56 kW (4 A)</li> <li>• Niveau de bruit &lt; 50 dB</li> <li>• Température ambiante +10/+32 °C; humidité 60%</li> <li>• Prise standard : Schuko</li> </ul>
<b>Conforme à</b>	2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications suivantes
<b>Emballage</b>	Carton sur palette en bois Dim. cm. 140x80x110; Kg.82 <i>Cage en bois disponible en option : dim. cm.155x90x112; Kg.133</i>

Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

---

**Roues (dont deux avec freines) - H +11 cm**

---

**Panier en acier (max nr. 4 pièces)**

dimensions LxPxH cm 40x25x15

---

**Stabilisateur de tension**

---

**Fréquence 60 Hz**

---

**Voltage 115 V**

---

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)