

### Características generales



<b>Rango de Temperatura</b>	-10/-60 °C
<b>Capacidad</b>	485 lt (17,14 cu ft)
<b>Dimensiones externas (AxPxA)</b>	cm 170,5x73x86,5 <i>Dim. internas (AxPxA) cm 150x45x65 (+ 20x45x40)</i>
<b>Peso</b>	88 kg
<b>Estructura y aislamiento</b>	Int. y Ext. En acero plastificado blanco atóxico, espesor 100 mm
<b>Pies</b>	n. 4
<b>Puerta</b>	n.1 tapa ciega
<b>Cerradura con llave</b>	
<b>Controlador</b>	Termostato electrónico digital
<b>Alarmas</b>	Acústicas - visuales para desviaciones de temperatura
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Descongelación</b>	Manual

### Datos técnicos

<b>Detalles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gas Refrigerante: mezcla completamente ecológica de gases refrigerantes y libre de CFC</li> <li>· Alimentación: 230V /1/50Hz</li> <li>· Absorción instantánea: 0,61 kW (4 A)</li> <li>· Nivel de ruido &lt; 52 dB</li> <li>· Clase climática: + 10/+ 32 °C; Humedad 60%</li> <li>· Enchufe: Schuko</li> </ul>
<b>Conformidades - directivas</b>	2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas
<b>Embalaje</b>	Cartón sobre paleta de madera <i>Dim. cm. 180x80x110; Kg.98</i> <i>(Opcional) Jaula de madera sobre paleta: dim. cm. 195x90x112; Kg.151</i>

Descargo de responsabilidad:  
Las imágenes son sólo para fines de demostración.  
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

## Accesorios disponibles sobre pedido

---

**Ruedas giratorias (n.2 with wheels) - H +11 cm**

---

**Cesta interna (max n.5)**

dim. AxPxA cm 40x25x15

---

**Estabilizador de tensión de red**

---

**Frecuencia 60 Hz**

---

**Voltaje 115 V**

---

### **FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it