

### Caractéristiques générales



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

<b>Gamme de température</b>	Réglable entre -10/-60 °C
<b>Volume</b>	485 lt (17,14 cu pieds cubes)
<b>Dimensions externes (LxPxH)</b>	cm 170,5x73x86,5 <i>Dimensions internes (LxPxH) cm 150x45x65 ( + 20x45x40)</i>
<b>Poids</b>	Kg 88
<b>Structure and insulation</b>	Acier blanc à l'intérieur/extérieur, épaisseur 100 mm
<b>Pieds</b>	nr.4 pieds
<b>Porte</b>	nr. 1 couvercle
<b>Serrure à clé</b>	
<b>Contrôleur</b>	Thermostat électronique
<b>Alarmes</b>	Acoustiques et visuelles pour déviation de température
<b>Réfrigération</b>	Statique
<b>Dégivrage</b>	Manuel

### Données techniques

<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réfrigérant : mélange de fluides réfrigérants complètement écologique et sans CFC</li><li>• Tension 230V/1/50Hz</li><li>• Consommation d'énergie/courant : 0,61 kW (4 A)</li><li>• Niveau de bruit &lt; 52 dB</li><li>• Ambient d'utilisation : +10/+32 °C; humidité 60%</li><li>• Prise standard : Schuko</li></ul>
<b>Conforme à</b>	2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications suivantes
<b>Emballage</b>	Carton sur palette en bois Dim. cm. 180x80x110 ; Kg.98 <i>Cage en bois disponible en option : dim. cm.195x90x112 ; Kg.151</i>

---

**Roues (dont deux avec freins) - H +11 cm**

---

**Panier en acier (max nr. 4 pièces)**

dimensions LxPxH cm 40x25x15

---

**Stabilisateur de tension**

---

**Fréquence 60 Hz**

---

**Voltage 115 V**

---

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)